




LED LIGHT THERAPY GESICHTSMASKE

GEBRAUCHSANWEISUNG



DE Deutsch
LED LIGHT THERAPY GESICHTSMASKE

FR Français
THÉRAPIE PAR LED LIGHT MASQUE DU VISAGE

HR Hrvatski
LED LIGHT THERAPY MASKA ZA LICE

SI Slovensko
TERAPIJA Z LED LUČKO MASKA ZA OBRAZ

HU Magyar
LED LIGHT THERAPY ARCMASZK

ES Español
TERAPIA DE LUZ LED MASCARILLA FACIAL

IT Italiano
MASCHERA PER FOTOTERAPIA LED

DE

FR

HR

SI

HU

ES

IT




INHALTSVERZEICHNIS

1. TECHNISCHE DATEN.....	01
2. VERPACKUNGSINHALT.....	01
3. SICHERHEIT.....	02
3.1 RICHTIGE VERWENDUNG.....	02
3.2 SICHERHEITSHINWEISE.....	02
4. AUFLADEN.....	03
5. ÜBERPRÜFUNG DES PRODUKTS.....	03
6. BETRIEB.....	04
6.1 MODUS AUSWAHL.....	04
6.2 SCHALTER UND LED-LICHT AUSWAHL.....	05
6.3 FUNKTIONELLE BELEUCHTUNG.....	05
7. ZUSAMMENBAU UND ANWENDUNG.....	06-07
8. ENTSORGUNG.....	06-08
9. GARANTIE.....	08


1. TECHNISCHE DATEN

Produktname: LED-Silikon-Gesichtsmaske	
Modell:ND-FM02	Nennspannung: 3,7V
Batteriekapazität: 1500mAh	Bruttogewicht: 216,4g
Menge der farbigen LED-Leuchten: 100 Stück	
Abmessungen (H × B × T): 198×383×33.5mm	


2. VERPACKUNGSINHALT



Gummiband lang



Gummiband kurz



3. SICHERHEIT

3.1 RICHTIGE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist geeignet bei übermäßiger Sekretion von Hautöl, Pigmentierung, großen Poren und stumpfer Haut. Nach der Anwendung kann die Haut von innen heraus effektiv verbessert werden, sich erholen sowie wieder Glanz und Elastizität erhalten. Darüber hinaus kann das Produkt auch den Hautstoffwechsel, eine effektive Sterilisation, eine Entzündungshemmung und die Hautalterung verbessern. Dieses Produkt darf nur in den oben genannten Fällen verwendet werden und kann nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, da es sonst zu Schäden am Produkt oder am menschlichen Körper kommen kann. Hersteller und Vertreiber haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht werden.

3.2 SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!: STROMSCHLAGEFAHR!

- Das mitgelieferte USB-Kabel kann nur zum Anschließen der Maske verwendet werden und ist nicht für andere Zwecke geeignet. Schließen Sie das USB-Kabel an einen leicht zugänglichen USB-Adapter oder USB-Steckdose an, damit Sie es schnell von der Stromquelle trennen können, falls es Probleme geben sollte.
- Wenn die Maske beschädigt ist, dürfen Sie sie nicht weiter verwenden. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an den Kundendienst, um Ersatz oder eine Reparatur zu erhalten, um Risiken zu vermeiden. Der Händler ist von der Haftung und der Garantieleistung befreit, wenn der Benutzer dieses Produkt repariert, zerlegt, unsachgemäß anschließt oder unsachgemäß bedient.
- Verwenden Sie die Maske nicht während des Ladevorgangs.
- Die Maske und das USB-Kabel sind nicht wasserdicht, halten Sie sie von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Berühren Sie die Maske, das USB-Kabel und den USB-Adapter während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen.
- Wenn Sie während der Anwendung Unwohlsein oder unerwünschte Reaktionen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.



WARNUNG

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



ACHTUNG!


Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

4. AUFLADEN

Kleine Erinnerung: Legen Sie vor dem Aufladen der Maske, das USB-Kabel und die Mini-Fernbedienung bereit.



Die Maske ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. Schließen Sie beim Aufladen zuerst die Fernbedienung an die Maske an und stecken Sie dann das mitgelieferte USB-Kabel in die Ladeöffnung der Fernbedienung. Stecken Sie Ihren USB-Adapter in das andere Ende des USB-Kabels, aber achten Sie darauf, dass die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Während des Ladevorgangs leuchtet eine Anzeige auf der Fernbedienung weiß auf. Nach Beendigung des Ladevorgangs leuchten alle 4 Anzeigen auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Tipps:

- Beim Aufladen können Sie nur das mit der Maske gelieferte Original-USB-Kabel verwenden, und die Maske sollte während des Aufladens nicht benutzt werden.
- Die Batteriekapazität dieses Produkts 1500mAh beträgt. Der USB-Adapter ist im Standardzubehör enthalten.

5. ÜBERPRÜFUNG DES PRODUKTS

Wenn Sie nach Erhalt des Produkts die Verpackung mit einer Schere oder einem Messer öffnen, achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nicht zerkratzen. Überprüfen Sie außerdem, ob das Produktzubehör vollständig ist und ob das Produkt normal verwendet werden kann. Wenn etwas fehlt oder das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst um es auszutauschen.

6. BETRIEB

6.1 MODUS AUSWAHL

Die Maske ist in einen manuellen Modus und einen automatischen Modus unterteilt. Manueller Modus: Drücken Sie eine Sekunde lang auf die Einschalttaste, um sie einzuschalten. Nach dem Einschalten wechselt sie standardmäßig in den manuellen Modus (standardmäßig leuchtet das rote Licht). Wenn die Kontrollleuchte oben rechts neben der Modustaste 5 Mal blinkt, ohne dass eine Taste betätigt wurde, beginnt die Maske automatisch mit der Zeitmessung und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Automatischer Modus: Drücken Sie nach dem Einschalten der Maske einmal die Modustaste, um ohne jegliche Bedienung in den Automatikmodus zu wechseln. Nachdem die obere linke Anzeige der Modustaste 5 Mal blinkt, beginnt die Maske automatisch mit der Zeitmessung: rotes Licht für 5 Minuten, blaues Licht für 3 Minuten, gelbes Licht für 4 Minuten und buntes Licht für 3 Minuten. Sie schaltet sich automatisch ab, wenn die Zeitmessung beendet ist, oder Sie können auch die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um sie während des Gebrauchs abzuschalten.

6.2 SCHALTER UND LED-LICHT AUSWAHL

Auswahl der Beleuchtung im manuellen Modus:

1. Drücken Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang, um die Maske einzuschalten. Die rote Funktionsleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchte links neben der Einschalttaste leuchtet ebenfalls auf. (Wenn Sie die Maske nicht mehr verwenden, können Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die Einschalttaste viermal drücken, um die Maske auszuschalten).
2. Drücken Sie erneut die Einschalttaste. Die blaue Funktionsleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchte oben links neben der Einschalttaste leuchtet ebenfalls auf. (Wenn Sie die Maske nicht mehr verwenden, können Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die Einschalttaste dreimal drücken, um sie auszuschalten).
3. Drücken Sie die Einschalttaste zum dritten Mal. Die gelbe Funktionsleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchte oben rechts neben der Einschalttaste leuchtet ebenfalls auf. (Wenn Sie die Maske nicht mehr verwenden, können Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die Einschalttaste zweimal drücken, um sie auszuschalten.)

4. Drücken Sie die Einschalttaste zum vierten Mal. Die farbige Funktionsleuchte leuchtet auf und die Kontrollleuchte auf der rechten Seite der Einschalttaste leuchtet ebenfalls auf (Wenn Sie die Maske nicht mehr verwenden, können Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die Einschalttaste drücken, um die Maske auszuschalten).

Leichte Auswahl des Automatikmodus:

Im automatischen Modus wird die Auswahl des Lichts nicht unterstützt, und die Maske wird in der Reihenfolge rotes Licht, blaues Licht, gelbes Licht und buntes Licht beleuchtet. Wenn Sie die Maske nicht mehr verwenden, können Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Maske auszuschalten.

6.3 FUNKTIONELLE BELEUCHTUNG

Rotes Licht: Kann feine Linien und Fältchen reduzieren, die Kollagenproduktion anregen und die Durchblutung verbessern. **(für reife Haut geeignet)**

Blaues Licht: Kann akneverursachende Bakterien bekämpfen und die Ölproduktion der Haut normalisieren. **(für unreine Haut geeignet)**

Gelbes Licht: Kann Rötungen reduzieren und hilft die Haut zu beruhigen.
(für trockene und empfindliche Haut geeignet)

Gemischtes Licht: Kann entzündungshemmend wirken und die Vitalität der Haut verbessern.
(für alle Hauttypen geeignet)

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Es wird empfohlen, die Augen während der Anwendung zu schließen. Wenn während der Anwendung ungewöhnliche Symptome wie Rötung, Juckreiz oder Allergien auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Die Anwendung dieser Maske ist nicht erlaubt für Schwangere, Kinder, Menschen mit Epilepsie oder einer Schilddrüsenerkrankung sowie bei Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten, photoallergischer oder lichtallergischer Medikamenten.
- Die Maske darf bei Hautkrankheiten, Wunden, Traumata und postoperativen Wunden nicht verwendet werden.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Produkt verwenden dürfen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Die Anwendungszeit pro Behandlung von 15 Minuten darf nicht überschritten werden.

Behandlungsprogramm:

- Wenn Sie die Maske im manuellen Modus verwenden, beachten Sie, dass die Anwendungszeit von 15 Minuten nicht überschritten wird. Wenn sie zu lange verwendet wird, kann sie die Haut schädigen.
- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, beachten Sie bitte das folgende Behandlungsprogramm.


Erste Woche: Einmal alle 3 Tage, jeweils 10 Minuten.

Zweite Woche: Einmal alle 2 Tage, jeweils 10 Minuten.

Dritte Woche: Einmal alle 2 Tage, jeweils 10-15 Minuten.

Vierte Woche: Einmal täglich, jeweils 10-15 Minuten.

7. ZUSAMMENBAU UND ANWENDUNG



1. Bauen Sie Ihre Maske wie davor beschrieben zusammen.
2. Reinigen Sie gründlich Ihr Gesicht und Ihre Hände. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände und Ihr Gesicht vollständig trocken sind.
3. Stellen Sie das elastische Band an der Maske so ein, dass die Maske bequem sitzt.
4. Setzen oder legen Sie sich hin und legen Sie die Maske über Ihr Gesicht.
5. Verwenden Sie die Fernbedienung, um Lichtfarbe, Helligkeit, flackerndes oder gleichmäßiges Licht und Anwendungszeit auszuwählen.
6. Nach der Anwendungen können Sie Ihre gewohnten Pflegeprodukte anwenden. Bitte beachten Sie das vorgeschriebene Behandlungsprogramm.
7. Reinigen Sie die Maske mit einem feuchtem Tuch und trocknen Sie diese anschließen ab.
8. Bewahren Sie die Maske an einem sauberen und trockenem Ort auf. Vermeiden Sie Hitze und Sonneneinstrahlungen.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Benutzen Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten pro Anwendung.
- Trennen Sie die Maske immer vor dem Reinigen von der Stromquelle.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel und kein heißes Wasser.

8. ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladene Zustand ab.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Demnach können Sie entsprechende Elektroaltgeräte, zu deren Rücknahme wir nach diesen Vorschriften verpflichtet sind, auch gerne kostenfrei in jeder unserer Müller-Filialen innerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

9. GARANTIE

Wir leisten **2 Jahre Garantie** ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch Material- oder Funktionsfehler einstellen, bedauern wir dies sehr. Bitte wenden Sie sich sofort nach Bekanntwerden des Fehlers an Ihre Müller-Filiale. Geben Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg in Ihrer Müller-Filiale ab. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Austausch oder Reparatur des Produktes verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Die Garantie gilt nicht im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen, für Verschleißteile, für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren, bei Eigenverschulden des Kunden.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, DE-21244 Buchholz

www.mueller.eu

TABLE DES MATIÈRES

1. DONNÉES TECHNIQUES.....	01
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	01
3. SÉCURITÉ.....	02
3.1 UTILISATION CORRECTE.....	02
3.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	02
4. TÉLÉCHARGER.....	03
5. VÉRIFICATION DU PRODUIT.....	03
6. FONCTIONNEMENT.....	04
6.1 MODE SÉLECTION.....	04
6.2 INTERRUPTEUR ET LUMIÈRE LED SÉLECTION.....	05
6.3 ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL.....	05
7. ASSEMBLAGE ET APPLICATION.....	06-07
8. ÉLIMINATION.....	06-08
9. GARANTIE.....	08

DE

FR

HR

SI

HU




ES

IT


1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit Masque facial en silicone LED	
Modèle:ND-FM02	Tension nominale : 3,7V
Capacité de la batterie : 1500mAh	Poids brut : 216,4g
Quantité de lumières LED colorées : 100 pièces	
Dimensions (H × L × P) : 198×383×33.5mm	


2. CONTENU DE L'EMBALLAGE



Élastique long



Élastique court



3. SÉCURITÉ

3.1 UTILISATION CORRECTE

Ce produit est indiqué en cas de sécrétion excessive d'huile cutanée, de pigmentation, de pores dilatés et de peau terne. Après l'application, la peau peut être efficacement améliorée de l'intérieur, se rétablir et retrouver son éclat et son élasticité. Le produit peut en outre améliorer le métabolisme de la peau, l'efficacité de la stérilisation, l'action anti-inflammatoire et la prévention du vieillissement cutané. Ce produit est autorisé uniquement dans les cas susmentionnés et ne peut pas être utilisé à d'autres fins, car il pourrait alors endommager ce dernier ou être néfaste pour le corps humain. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

3.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Le câble USB fourni ne peut être utilisé que pour connecter le masque et ne peut pas être utilisé à d'autres applications. à toutes les fins. Connectez le câble USB à un adaptateur USB ou à une prise USB facilement accessible. afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de problème.
- Si le masque est endommagé, vous ne devez plus l'utiliser. Contactez-nous dès que possible au service après-vente pour obtenir un remplacement ou une réparation afin d'éviter tout risque. Le distributeur est déchargé de toute responsabilité et de toute garantie si l'utilisateur répare, démonte, utilise de manière inappropriée, etc. ce produit. ou ne l'utilise pas correctement.
- N'utilisez pas le masque pendant le chargement.
- Le masque et le câble USB ne sont pas étanches, tenez-les éloignés de l'eau ou de tout autre liquide.
- Ne touchez pas le masque, le câble USB et l'adaptateur USB avec des mains mouillées pendant le chargement.
- Si vous ressentez un malaise ou une réaction indésirable pendant l'utilisation, interrompez celle-ci immédiatement.



AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne un danger avec niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION !


Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Les produits marqués de ce symbole respectent l'ensemble des dispositions communautaires en vigueur dans l'Espace économique européen.

4. RECHARGER LES BATTERIES

Petit rappel : Avant de recharger le masque, préparez le câble USB et la mini-télécommande.



Le masque est équipé d'une télécommande. Lors du chargement, connectez d'abord la télécommande au masque, puis insérez le câble USB fourni dans le port de chargement de la télécommande. Branchez votre adaptateur USB à l'autre extrémité du câble USB, mais veillez à ce que la tension indiquée sur le produit corresponde à la tension du secteur. Pendant le chargement, un voyant de la télécommande s'allume en blanc. Une fois la charge terminée, les 4 voyants s'allument pour indiquer que la charge est terminée.

Conseils :

- Lors du chargement, vous ne pouvez utiliser que le câble USB d'origine fourni avec le masque, et ce dernier ne doit pas être utilisé pendant la recharge.
- La capacité de la batterie de ce produit est de 1500mAh. L'adaptateur USB est inclus dans les accessoires standard.

5. VÉRIFICATION DU PRODUIT

Si vous ouvrez l'emballage à l'aide de ciseaux ou d'un couteau après avoir reçu le produit, veillez à ce que ce dernier ne soit pas endommagé. Veillez à ne pas rayer le produit. Vérifiez également que les accessoires du produit est complet et si le produit peut être utilisé normalement. S'il manque quelque chose ou si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service clientèle pour le remplacer.

6. FONCTIONNEMENT

6.1 SÉLECTION DU MODE

Le masque est conçu en mode manuel et en mode automatique. Mode manuel : Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant une seconde pour l'allumer. Après la mise en marche, elle passe par défaut en mode manuel (le voyant rouge est allumé par défaut). Lorsque le voyant lumineux en haut à droite du bouton de mode clignote 5 fois sans qu'aucun bouton n'ait été actionné, le masque commence automatiquement à chronométrer et s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. Mode automatique : Après avoir allumé le masque, appuyez une fois sur le bouton de mode pour passer en mode automatique sans aucune manipulation. Après que l'indicateur supérieur gauche du bouton de mode a clignoté 5 fois, le masque commence automatiquement à chronométrer : la lumière rouge pendant 5 minutes, la lumière bleue pendant 3 minutes, la lumière jaune pendant 4 minutes et la lumière multicolore pendant 3 minutes. Elle s'éteint automatiquement lorsque le chronométrage est terminé, ou vous pouvez également maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre pendant l'utilisation.

6.2 INTERRUPTEUR ET SÉLECTION DE LA LUMIÈRE LED

Sélection de l'éclairage en mode manuel :

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 1 seconde pour mettre le masque en marche. La lampe de fonction rouge s'allume et le témoin lumineux à gauche du bouton de mise en marche s'allume également. (Si vous n'utilisez plus le masque, vous pouvez maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 secondes ou appuyer quatre fois sur le bouton de mise en marche pour éteindre le masque).
2. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche. Le témoin de fonction bleu s'allume et le témoin lumineux en haut à gauche du bouton de mise en marche s'allume également. (Si vous n'utilisez plus le masque, vous pouvez maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 secondes ou appuyer trois fois sur celui-ci pour le désactiver).
3. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour la troisième fois. Le voyant de fonction jaune s'allume et le voyant de contrôle en haut à droite à côté du bouton d'allumage s'allume également. (Si vous n'utilisez plus le masque, vous pouvez maintenir le bouton de mise en marche pendant 3 secondes ou appuyer deux fois sur le bouton de mise en marche pour l'éteindre).

4e Appuyez sur le bouton de mise en marche pour la quatrième fois. Le témoin de fonction coloré s'allume et le témoin de contrôle situé à droite du bouton de mise en marche s'allume également (si vous n'utilisez plus le masque, vous pouvez maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 secondes ou appuyer sur celui-ci pour éteindre le masque).

Sélection facile du mode automatique :

En mode automatique, la sélection de la lumière n'est pas prise en charge et le masque est éclairé dans l'ordre suivant : lumière rouge, lumière bleue, lumière jaune et lumière colorée. Si vous n'utilisez plus le masque, vous pouvez maintenir le bouton de mise en marche enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

6.3 ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

Lumière rouge : Peut réduire les lignes fines et les ridules, stimuler la production de collagène et améliorer la circulation sanguine. **(convient aux peaux matures)**

Lumière bleue : Peut combattre les bactéries responsables de l'acné et normaliser la production de sébum de la peau. **(convient aux peaux à imperfections)**

Lumière jaune : Elle peut réduire les rougeurs et aide à apaiser la peau.
(convient aux peaux sèches et sensibles)

Lumière mixte : Peut avoir un effet anti-inflammatoire et améliorer la vitalité de la peau.
(convient à tous les types de peau)

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Il est recommandé de fermer les yeux pendant l'application. Si, pendant l'utilisation des symptômes inhabituels tels que des rougeurs, des démangeaisons ou des allergies apparaissent, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- L'utilisation de ce masque est interdite aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes souffrant d'épilepsie ou de maladie de la thyroïde ainsi qu'en cas de prise de médicaments pour la thyroïde, de photoallergie ou de médicaments photo-allergiques.
- Le masque ne doit pas être utilisé en cas de maladies de la peau, de plaies, de traumatismes et de plaies postopératoires.
- Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le produit, parlez-en à votre médecin.
- Ne pas dépasser le temps d'application de 15 minutes par traitement.

programme de traitement:

- Si vous utilisez le masque en mode manuel, notez que le temps d'application de 15 minutes ne soit pas dépassé. Si elle est utilisée trop longtemps, elle peut endommager la peau.
- Si vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez suivre le programme de traitement suivant.


Première semaine: Une fois tous les 3 jours, 10 minutes à chaque fois.

Deuxième semaine: Une fois tous les deux jours, 10 minutes à chaque fois.

Troisième semaine: Une fois tous les deux jours, 10-15 minutes à chaque fois.

Quatrième semaine: Une fois par jour, 10-15 minutes à chaque fois.

7. ASSEMBLAGE ET UTILISATION



1. Assemblez votre masque comme décrit précédemment.
2. Nettoyez soigneusement votre visage et vos mains. Assurez-vous que vos mains et votre visage sont complètement secs.
3. Ajustez la bande élastique sur le masque de manière à ce que le masque soit confortable.
4. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez le masque sur votre visage.
5. Utilisez la télécommande pour régler la couleur de la lumière, l'intensité lumineuse, la lumière vacillante ou uniforme, et de sélectionner la durée d'application.
6. Après les applications, vous pouvez utiliser vos produits de soin habituels. Veuillez noter le programme de traitement prescrit.
7. Nettoyez le masque avec un chiffon humide et séchez-le.
8. Conservez le masque dans un endroit propre et sec. Évitez la chaleur et les rayons du soleil.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- N'utilisez pas le produit pendant plus de 15 minutes par application.
- Débranchez toujours le masque de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni d'eau chaude pour le nettoyage.

8. ÉLIMINATION

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage en triant les matériaux. Mettez le carton avec les vieux papiers et les films dans la collecte des matières recyclables.

Les piles et les batteries n'ont pas leur place dans les ordures ménagères !



Les piles et les batteries ne peuvent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de remettre les piles et les batteries à une collecte séparée. Les piles et batteries peuvent être déposées gratuitement dans un centre de collecte de votre commune/votre quartier ou en magasin, dans un souci de mise au rebut écologique et de recyclage des matières premières de valeur. En cas de mise au rebut non conforme, des substances toxiques peuvent être dispersées dans l'environnement, et nuire à la santé des hommes, des animaux et des plantes. Les piles et batteries présentes dans les appareils électriques doivent, autant que possible, être éliminées à part. Ne remettez les piles et les accumulateurs que lorsqu'ils sont déchargés. Le symbole de la poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de remettre les équipements électriques et électroniques en fin de vie à une collecte séparée des déchets municipaux non triés.

Les appareils usagés n'ont pas leur place dans les ordures ménagères !



Un recyclage respectueux de l'environnement et des ressources est ainsi assuré. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement fixés à l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être enlevés sans être détruits doivent être séparés de l'appareil avant que celui-ci ne soit remis à un point de collecte et doivent être éliminés conformément aux dispositions prévues. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être ôtées de l'appareil sans être détruites. Les propriétaires d'appareils électriques et électroniques provenant de ménages privés peuvent les déposer dans les points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques et électroniques. Le dépôt des appareils usagés est gratuit. Vous pouvez donc rapporter gratuitement les appareils électriques usagés que nous sommes tenus de reprendre en vertu de ces dispositions dans l'une de nos filiales Müller pendant les heures d'ouverture. Les commerçants disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² pour les appareils électriques et électroniques sont tenus de les reprendre. Il en va de même pour les magasins d'alimentation dont la surface de vente totale est d'au moins 800 m², à condition qu'ils proposent des équipements électriques et électroniques de manière permanente ou au moins plusieurs fois par an. Sont également soumis à l'obligation de reprise les vendeurs à distance disposant d'une surface de stockage d'au moins 400 m² pour les équipements électriques et électroniques ou d'une surface totale de stockage d'au moins 800 m². D'une manière générale, les distributeurs ont l'obligation de garantir la reprise gratuite des appareils usagés par des moyens de reprise adéquats et situés à une distance raisonnable. Le consommateur a la possibilité de se débarrasser gratuitement d'un appareil usagé auprès d'un distributeur tenu de le reprendre s'il achète un appareil neuf équivalent ayant essentiellement la même fonction. Cette possibilité existe également pour les livraisons à un ménage privé. Dans le cadre de la vente par correspondance, la possibilité d'une reprise sans frais lors de l'achat d'un appareil neuf est limitée aux échangeurs thermiques, aux appareils à écran et aux gros appareils qui possèdent au moins un côté extérieur d'une longueur supérieure à 50 cm. Le distributeur doit interroger le consommateur sur son intention de se défaire du produit au moment de la conclusion du contrat de vente. En outre, les consommateurs peuvent déposer gratuitement jusqu'à trois appareils usagés d'un même type au point de collecte d'un distributeur, sans avoir à acheter un appareil neuf. Toutefois, la longueur des côtés de chaque appareil ne doit pas dépasser 25 cm.

9. GARANTIE

Nous accordons une **garantie de 2 ans** à partir de la date d'achat pour les défauts de matériel et de fabrication du produit. 6 mois pour les pièces d'usure et les consommables dans un usage normal et approprié. L'appareil a été soigneusement produit et testé avec diligence avant livraison. Si des défaillances matérielles ou fonctionnelles devaient se déclarer, nous le regrettons vivement. Veuillez contacter votre magasin Müller immédiatement après avoir constaté la défaillance. Rapportez l'appareil défectueux avec votre justificatif d'achat dans votre magasin Müller. Vous obtiendrez un appareil neuf ou il sera réparé gratuitement. Le remplacement ou la réparation du produit ne prolonge pas la période de garantie. La garantie ne s'applique pas en cas de dommages dus à un mauvais fonctionnement, pour les pièces d'usure, les défauts déjà connus du client au moment de l'achat et en cas de responsabilité de la part du client.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, DE-21244 Buchholz

www.mueller.eu



SADRŽAJ

DE	
FR	
HR	
SI	
HU	
ES	
IT	
1.	TEHNIČKI PODACI..... 01
2.	SADRŽAJ PAKOVANJA..... 01
3.	SIGURNOST..... 02
3.1	PRAVILNA PRIMJENA..... 02
3.2	SIGURNOSNE NAPOMENE..... 02
4.	PUNJENJE..... 03
5.	PROVJERA PROIZVODA..... 03
6.	RAD..... 04
6.1	ODABIR NAČINA RADA (MODUSA)..... 04
6.2	PREKIDAČ I ODABIR LED SVJETLA..... 05
6.3	FUNKCIJSKA RASVJETA..... 05
7.	SASTAV I PRIMJENA..... 06-07
8.	ZBRINJAVANJE..... 06-08
9.	JAMSTVO..... 08

1. TEHNIČKI PODACI

Naziv proizvoda: LED silikonska maska za lice	
Model: ND-FM02	Nazivni napon: 3,7 V
Kapacitet baterije: 1500 mAh	Bruto težina: 216,4 g
Količina LED lampica u boji: 100 komada	
Dimenzije (V × Š × D): 198 × 383 × 33.5 mm	


2. SADRŽAJ PAKOVANJA




Mali daljinski upravljač, USB kabel




USB adapter



Gumena traka, duga



Gumena traka, kratka



USB kabel

3. SIGURNOST

3.1 PRAVILNA PRIMJENA

Ovaj je proizvod prikladan za osobe s prekomjernim lučenjem masnoće iz kože, s pigmentacijom te koje imaju velike pore i kožu bez sjaja. Nakon primjene kaža se iznutra može efektivno poboljšati, oporaviti te joj se može vratiti sjaj i elastičnost. K tomu, proizvod također može poboljšati metabolizam kože, pridonijeti učinkovitoj sterilizaciji, pomoći u sprječavanju upale i ublažiti starenje kože. Ovaj se proizvod smije upotrebljavati samo u gore navedenim slučajevima i ne može se primjenjivati u druge svrhe, u suprotnom može doći do oštećenja samog proizvoda ili ljudskog tijela. Proizvođači i distributeri nisu odgovorni za štetu nastalu nepravilnom ili pogrešnom uporabom.

3.2 SIGURNOSNE NAPOMENE

UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

- Isporučeni USB kabel može se koristiti samo za priključenje maske i nije prikladan za druge svrhe. Priključite USB kabel u neometano dostupan USB adapter ili USB utičnicu, kako biste ga mogli brzo isključiti iz izvora napajanja u slučaju pojave problema.
- Ako je maska oštećena, ne smijete je više upotrebljavati. Stoga se što je brže moguće obratite službi za korisnike radi njene zamjene ili popravka, kako biste izbjegli rizike. Trgovac je oslobođen od odgovornosti i jamstvenog servisa ako korisnik ovaj proizvod popravlja, rastavlja, nestručno priključuje ili njime neispravno rukuje.
- Ne rabite masku tijekom postupka punjenja.
- Maski i USB kabel nisu vodootporni, stoga ih držite podalje od vode ili drugih tekućina.
- Ne dodirujte masku, USB kabel i USB adapter mokrim rukama tijekom punjenja.
- Ako osjetite bilo kakvu nelagodnu ili neželjenu reakciju tijekom primjene, odmah prekinite s tretmanom.

UPOZORENJE

Ova signalna riječ označava ugrozu srednjeg stupnja rizika koja, a ako se ne izbjegne, za posljedicu može imati smrt ili teške ozljede.

POZOR!


Ova signalna riječ upozorava na moguće materijalne štete.



Proizvodi označeni ovim simbolom ispunjavaju sve propise Europske unije i Europskog gospodarskog prostora koji se moraju primjenjivati.

4. PUNJENJE

Mali podsjetnik: Prije punjenja maske, pripremite USB kabel i mali daljinski upravljač.



Maska je opremljena daljinskim upravljačem. Za punjenje prvo povežite daljinski upravljač s maskom, a zatim utaknite isporučeni USB kabel u otvor za punjenje daljinskog upravljača. Utaknite svoj USB adapter u drugi kraj USB kabela, vodeći računa o tome da napon označen na proizvodu odgovara naponu vaše električne mreže. Tijekom punjenja, jedan indikator na daljinskom upravljaču svijetli bijelo. Kada je punjenje završeno, sva 4 će indikatora zasvijetliti, označavajući time da je punjenje završeno.

Savjeti:

- Prilikom punjenja rabite samo originalni, uz masku isporučeni USB kabel, a maska se tijekom njenog punjenja ne smije koristiti.
- Kapacitet baterije ovog proizvoda iznosi 1500 mAh. USB adapter sadržan je u standardnom priboru.

5. PROVJERA PROIZVODA

Kada nakon primitka proizvoda škarama ili nožem otvorite pakovanje, pripazite da proizvod ne ogrebete. Osim toga, provjerite je li pribor proizvoda kompletan i može li se proizvod normalno upotrebljavati. U slučaju da nešto nedostaje ili proizvodne radi ispravno, obratite se službi za korisnike radi zamjene.

6. RAD

6.1 ODABIR NAČINA RADA (MODUSA)

Maska funkcioniira na ručni i automatski način. Ručni način rada: da biste uključili masku pritisnite gumb za uključivanje na jednu sekundu. Nakon uključivanja, ona će standardno prijeći na ručni način rada (standardno će svijetliti crveno svjetlo). Ako kontrolna lampica u gornjem desnom kutu pored gumba za modus zatreperi 5 puta, a da nije aktiviran nijedan gumb, maska će automatski započeti s mjerenjem vremena te će se nakon 10 minuta automatski isključiti. Automatski način rada: Nakon uključivanja maske, pritisnite jednom gumb za modus kako biste se bez daljnjih radnji prebacili na automatski način rada. Nakon što gornji lijevi indikator gumba za modus zatreperi 5 puta, maska će automatski započeti s mjerenjem vremena: crveno svjetlo na 5 minuta, plavo svjetlo na 3 minute, žuto svjetlo na 4 minute i šareno svjetlo na 3 minute. Maska će se automatski isključiti kada je mjerenje vremena završeno; no želite li masku tijekom upotrebe isključiti, to možete učiniti i pritiskom na 3 sekunde gumba za uključivanje.

6.2 PREKIDAČ I ODABIR LED SVJETLA

Odabir rasvjete u ručnom načinu rada:

1. Da biste uključili masku, pritisnite gumb za uključivanje na 1 sekundu. Zasnijetlit će crvena radna lampica kao i kontrolna lampica koja se nalazi lijevo pored gumba za uključivanje. (Kada masku više nećete rabiti, za njezino isključivanje možete pritisnuti gumb za uključivanje na 3 sekunde, ili 4 puta pritisnite gumb za uključivanje).
2. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje. Zasnijetlit će plava radna lampica kao i kontrolna lampica koja se nalazi gore lijevo pored gumba za uključivanje. (Kada masku više nećete rabiti, za njezino isključivanje možete pritisnuti gumb za uključivanje na 3 sekunde, ili 3 puta pritisnite gumb za uključivanje).
3. Pritisnite gumb za uključivanje po treći puta. Zasnijetlit će žuta radna lampica, kao i kontrolna lampica koja se nalazi gore desno pored gumba za uključivanje. (Kada masku više nećete rabiti, za njezino isključivanje možete pritisnuti gumb za uključivanje na 3 sekunde, ili 2 puta pritisnite gumb za uključivanje).

4. Pritisnite gumb za uključivanje po četvrti puta. Zsvijetlit će obojena radna lampica, kao i kontrolna lampica koja se nalazi s desne strane gumba za uključivanje. (Kada masku više nećete rabiti, za njezino isključivanje možete pritisnuti gumb za uključivanje na 3 sekunde, ili pritisnite gumb za uključivanje).

Jednostavni odabir automatskog načina rada:

U automatskom načinu rada nije podržan odabir svjetla, a maska će biti osvijetljena redosljedom: crveno svjetlo, plavo svjetlo, žuto svjetlo i šareno svjetlo. (Kada masku više nećete rabiti, za njezino isključivanje možete pritisnuti gumb za uključivanje na 3 sekunde).

6.3 FUNKCIJSKA RASVJETA

Crveno svjetlo: Može smanjiti fine crte i bore, potaknuti proizvodnju kolagena i poboljšati cirkulaciju krvi.
(prikladno za zrelu kožu)

Plavo svjetlo: Može suzbiti bakterije koje uzrokuju akne i normalizirati proizvodnju masnoće u koži.
(prikladno za nečistu kožu)

Žuto svjetlo: Može smanjiti crvenilo i pomoći smirivanju kože.
(prikladno za suhu i osjetljivu kožu)

Miješano svjetlo: Može imati protuupalni učinak i poboljšati vitalnost kože.
(prikladno za svaki tip kože)



UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- Preporučujemo vam da tijekom uporabe zatvorite oči. Ako se tijekom primjene pojave neuobičajeni simptomi poput crvenila, svrbeži ili alergije, odmah prekinite s tretmanom.
- Upotreba ove maske nije dopuštena trudnicama, djeci, osobama s epilepsijom ili oboljenjem štitnjače, kao ni onima koji uzimaju lijekove za štitnjaču, fotoalergičarima odn. osobama osjetljivim na svjetlost.
- Maska se ne smije rabiti ni u slučajevima postojanja kožnih bolesti, rana, trauma i postoperativnih rana.
- Ako niste sigurni smijete li koristiti proizvod, obratite se svojem liječniku.
- Ne smije se prekoračiti vrijeme primjene po tretmanu od 15 minuta.

Tretmanski program:

- Ako primjenjujete masku u manualnom načinu rada, obratite pažnju na to da se vrijeme primjene od 15 minuta ne smije prekoračiti! Ako ju predugo rabite, to može oštetiti kožu.
- Ako proizvod upotrebljavate prvi put, obratite pažnju na sljedeći tretmanski program.


Prvi tjedan: jednom svaka 3 dana, po 10 minuta.

Drugi tjedan: jednom svaka 2 dana, po 10 minuta.

Treći tjedan: jednom svaka 2 dana, po 10-15 minuta.

Četvrti tjedan: jednom dnevno, po 10-15 minuta.

7. SASTAV I PRIMJENA



1. Svoju masku sastavite kao što je prethodno opisano.
2. Temeljito očistite svoje lice i ruke. Pobrinite se da su vam lice i ruke potpuno suhi.
3. Podesite elastičnu traku na maski tako da maska udobno pristaje.
4. Sjednite ili legnite i stavite masku preko svojeg lica.
5. Pomoću daljinskog upravljača odaberite boju svjetla, svjetlinu, titravo ili ujednačeno svjetlo te trajanje primjene.
6. Nakon tretmana možete primijeniti svoje uobičajene proizvode za njegu. Obratite pozornost na propisani tretmanski program.
7. Očistite masku vlažnom krpom, a zatim je posušite.
8. Držite masku na čistom i suhom mjestu. Izbjegavajte vruća mjesta i izlaganje sunčevim zrakama.

UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- Proizvod nikada ne koristite dulje od 15 minuta po tretmanu.
- Uvijek odpojte masku iz izvora napajanja prije čišćenja.
- Za čišćenje ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili vruću vodu.

8. ZBRINJAVANJE

Zbrinjavanje pakiranja



Zbrinite pakiranje prema vrstama materijala. Ljepenku i karton odložite u stari papir, a folije u spremnike za reciklažni materijal.

Obične i punjive baterije ne smiju u kućni otpad!



Baterije i punjive baterije ne smiju se zbrinuti zajedno s kućnim otpadom. Potrošači su prema zakonu obvezni odvojeno odlagati (razvrstavati) obične baterije i punjive baterije. Baterije i punjive baterije možete besplatno predati u reciklažno dvorište u svojoj općini/dijelu grada ili u trgovini kako bi ih se moglo zbrinuti na ekološki prihvatljiv način a vrijedne sirovine povratiti. Nepravilno zbrinjavanje može rezultirati ispuštanjem otrovnih tvari u okoliš, što može imati štetni učinak na zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Obične baterije i punjive baterije sadržane u električnim uređajima moraju se po mogućnosti zbrinjavati odvojeno jedne od drugih. Baterije i punjive baterije odlažite u otpad samo u ispražnjenom stanju.

Stari, dotrajali uređaji ne smiju se odložiti u kućni otpad!



Simbol s precrtanom kantom za smeće upućuje na to da se električni i elektronički uređaji ne smiju odlagati zajedno s kućnim otpadom. Potrošači su prema zakonu dužni prikupljati i zbrinjavati električne i elektroničke uređaje na kraju njihova korisnog vijeka trajanja odvojeno od nerazvrstanog komunalnog otpada. Na taj se način osigurava recikliranje koje je prihvatljivo za okoliš i štedi resurse. Baterije i punjive baterije koje u električnim ili elektroničkim uređajima nisu čvrsto zatvorene i koje se mogu izvaditi bez uništenja takve opreme, moraju se odstraniti iz uređaja prije nego se otpadni uređaj preda na odlagalište/sakupljalište i zbrine na predviđeni način. Isto vrijedi i za svjetiljke koje se mogu izvaditi iz uređaja bez uništenja istih. Vlasnici električnih i elektroničkih uređaja iz privatnih kućanstava mogu ih predati u reciklažno dvorište u javnim komunalnim sustavima za zbrinjavanje otpada ili na sabirnim mjestima koje su postavili proizvođači odn. distributeri u smislu Zakona o e-otpadu. Odlaganje otpadnih uređaja je besplatno. U skladu s tim također možete predati odgovarajuće otpadne električne uređaje, koje smo prema ovim propisima dužni preuzeti, besplatno tijekom radnog vremena u bilo kojoj od naših podružnica tvrtke Müller. Trgovci s prodajnom površinom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² podliježu obvezi preuzimanja e-otpada. Isto vrijedi i za trgovine miješovitom robom ukupne prodajne površine od najmanje 800 m², pod uvjetom da električne i elektroničke uređaje imaju u svojoj ponudi stalno ili barem nekoliko puta godišnje. Prodavatelji na daljinu sa skladišnim prostorom od najmanje 400 m² za električne i elektroničke uređaje ili ukupnim skladišnim prostorom od najmanje 800 m² također su dužni preuzimati povratni e-otpad. Općenito su distributeri dužni osigurati besplatno preuzimanje otpadnih uređaja pružanjem odgovarajućih mogućnosti za njihov povrat na razumnoj udaljenosti. Potrošači imaju mogućnost besplatne predaje otpadnog uređaja distributeru koji ga je dužan preuzeti, ako kupuju istovrijedni novi uređaj koji u osnovi ima istu funkciju. Ova opcija vrijedi i kod slučajeva dostave robe u privatna kućanstva. Kod prodaje na daljinu mogućnost besplatnog preuzimanja povrata od kuće pri kupnji novog uređaja ograničena je na izmjenjivače topline, uređaje sa zaslonom i velike uređaje koji imaju barem jedan vanjski rub duljine veće od 50 cm. Distributer mora pri sklapanju kupoprodajnog ugovora pitati potrošača namjerava li on vratiti otpadnu e-robu. Osim toga potrošači mogu besplatno predati u reciklažno dvorište u vlasništvu distributera do tri istovrsna otpadna uređaja, a da to nije povezano s kupnjom novog uređaja. Međutim, duljine rubova pojedinačnih uređaja ne smiju prelaziti 25 cm.

9. JAMSTVO

Pružamo 2-godišnje jamstvo od datuma kupnje za greške materijala i tvorničke greške proizvoda. 6 mjeseci na habajuće i potrošne dijelove u slučaju normalne i pravilne upotrebe. Proizvod je kvalitetno izrađen i prije isporuke pouzdano ispitano. Žao nam je stoga ako se unatoč tomu pojave greške u funkcioniranju ili greške materijala. U tom se slučaju obratite se odmah podružnici tvrtke Müller. Neispravni uređaj zajedno s računom za kupljeni proizvod predajte u svojoj podružnici tvrtke Müller. Dobit ćete novi uređaj ili će vam vaš uređaj biti besplatno popravljen i vraćen. Zamjenom ili popravkom proizvoda ne produžuje se njegov jamstveni rok. Jamstvo ne vrijedi u slučaju oštećenja nastalog zbog nepravilnog rukovanja uređajem, za dijelove koji se korištenjem troše i habaju, za nedostatke koji su kupcu bili poznati u trenutku kupnje te u slučaju šteta uzrokovanih vlastitom krivnjom kupca.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, DE-21244 Buchholz

www.mueller.eu

KAZALO VSEBINE

1. TEHNIČNI PODATKI.....	01
2. VSEBINA PAKIRANJA.....	01
3. VARNOST.....	02
3.1 PRAVILNA UPORABA.....	02
3.2 VARNOSTNI NAPOTKI.....	02
4. POLNLENJE.....	03
5. PREVERJANJE IZDELKA.....	03
6. OBRATOVANJE.....	04
6.1 IZBIRA NAČINA.....	04
6.2 IZBIRA STIKALA IN LED LUČKE.....	05
6.3 FUNKCIONALNA OSVETLJAVA.....	05
7. SESTAVLJANJE IN UPORABA.....	06-07
8. ODSTRANJEVANJE.....	06-08
9. GARANCIJA.....	08

DE

FR

HR

SI

HU


ES

IT


1. TEHNIČNI PODATKI

Naziv izdelka: LED silikonska maska za obraz	
Model:ND-FM02	Nazivna napetost: 3,7 V
Kapaciteta baterije: 1500 mAh	Bruto teža: 216,4 g
Količina barvnih LED lučk: 100 kosov	
Dimenzije (V × Š × G): 198 × 383 × 33,5 mm	

2. VSEBINA PAKIRANJA




maska za obraz




USB kabel za majhen daljinski upravljalnik




USB adapter



Gumijasti trak, dolg



Gumijasti trak, kratek



USB kabel

3. VARNOST

3.1 PRAVILNA UPORABA

Ta izdelek je primeren za prekomerno izločanje kožnega olja, pigmentacije, široke pore in neprožno kožo. Po nanosu se lahko koža učinkovito izboljša od znotraj navzven, obnovi ter ponovno pridobi sijaj in elastičnost. Poleg tega lahko izdelek izboljša presnovo kože, učinkovito sterilizira, zmanjšuje vnetja in upočasni staranje kože. Ta izdelek se lahko uporablja le v zgoraj navedenih primerih in ga ni mogoče uporabiti za druge namene, sicer lahko poškoduje izdelek ali človeško telo. Proizvajalci in distributerji ne odgovarjajo za škodo, ki nastane zaradi nestrokovne ali nepravilne uporabe.

3.2 VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- Priloženi USB-Kabel se lahko uporablja samo za priključitev maske in ni primeren za druge namene. Priključite USB kabel na lahko dostopen USB adapter ali USB vtičnico, da ga lahko hitro ločite od električnega vira, če pride do težav.
- Če je maska poškodovana, je ne smete več uporabljati. Čim prej se obrnite na podporo strankam, da prejmete nadomestek ali popravilo, da preprečite tveganja. Trgovec je oproščen jamstva in garancije, če uporabnik ta izdelek popravlja, razstavi, nestrokovno priključi ali nestrokovno uporablja.
- Maske ne uporabljajte med polnjenjem.
- Maska in USB kabel nista vodotesna, zato ju ne približujte vodi in drugim tekočinam.
- Maske, USB kabela in USB adapterja se med polnjenjem ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če med uporabo začitite nelagodje ali neželene reakcije, nemudoma prekinite uporabo.



OPOZORILO

Ta opozorilna beseda opisuje tveganje srednje stopnje, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če ga ne preprečimo.



POZOR!


Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



S tem simbolom označeni izdelki izpolnjujejo vse obvezne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.

4. POLNJENJE

Majhen opomin: pred polnjenjem maske pripravite USB kabel in majhen daljinski upravljalnik.



Maska je opremljena z daljinskim upravljalnikom. Pri polnjenju najprej priključite daljinski upravljalnik na masko in nato vtaknite priloženi USB kabel v polnilno odprtino daljinskega upravljalnika. Vtaknite vaš USB adapter v drugi konec USB kabela, vendar pazite, da se napetost, navedena na izdelku, ujema z omrežno napetostjo. Med polnjenjem prikaz na daljinskem upravljalniku zasveti belo. Po končanem polnjenju zasvetijo vsi štiri prikazi, da prikažejo, da je polnjenje zaključeno.

Nasveti:

- Pri polnjenju lahko uporabite samo originalni USB kabel, priložen maski, in maske med polnjenjem ne uporabljajte.
- Kapaciteta baterije tega izdelka znaša 1500 mAh. USB adapter je vsebovan v standardnem priboru.

5. PREVERJANJE IZDELKA

Če po prejemu izdelka embalažo odprete s škarijami ali nožem, pazite, da izdelka ne spraskate.

Poleg tega preverite, ali je pribor izdelka popoln in ali je mogoče izdelek normalno uporabljati.

Če kaj manjka ali izdelek ne deluje pravilno, se obrnite na podporo strankam, da ga zamenjate.

6. DELOVANJE

6.1 IZBIRA NAČINA

Maska je razdeljena na ročni in samodejni način. Ročni način: eno sekundo pritisnete na tipko za vklop, da jo vklopite. Po vklopu se privzeto vrne v ročni način (privzeto sveti rdeča lučka). Če kontrolna lučka zgoraj desno ob tipki za način utripne petkrat, ne da je bila pritisnjena tipka, začne maska samodejno z merjenjem časa in se po 10 minutah samodejno izklopi. Samodejni način: po vklopu maske enkrat pritisnete tipko za način, ne da bi morali vsako upravljanje preklopiti v samodejni način. Ko zgornji levi prikaz tipke za način petkrat utripne, maska samodejno začne meriti čas: rdeča lučka utripa 5 minut, modra 3 minute, rumena 4 minute in barvna 3 minute. Samodejni se izklopi, ko je merjenje časa končano, ali pa lahko pridržite tipko za vklop 3 sekunde, da jo izklopite med uporabo.

6.2 IZBIRA STIKALA IN LED LUČKE

Izbira osvetljave v ročnem načinu:

1. Pritisnete tipko za vklop 1 sekundo, da vklopite masko. Rdeča lučka za delovanje zasveti in kontrolna lučka levo ob tipki za vklop prav tako zasveti. (Če maske ne uporabljate več, lahko tipko za vklop pridržite 3 sekunde ali tipko za vklop pritisnete štirikrat, da izklopite masko).
2. Ponovno pritisnete tipko za vklop. Modra lučka za delovanje zasveti in kontrolna lučka zgoraj levo ob tipki za vklop prav tako zasveti. (Če maske ne uporabljate več, lahko tipko za vklop pridržite 3 sekunde ali trikrat pritisnete tipko za vklop, da jo izklopite).
3. Tipko za vklop pritisnete tretjič. Rumena lučka za delovanje zasveti in kontrolna lučka zgoraj desno ob tipki za vklop prav tako zasveti. (Če maske ne uporabljate več, lahko tipko za vklop pridržite 3 sekunde ali dvakrat pritisnete tipko za vklop, da jo izklopite).

4. Tipko za vklop pritisnite četrtič. Barvna lučka za delovanje zasveti in kontrolna lučka na desni strani tipke za vklop zasveti (Če maske ne ne uporabljate več, lahko tipko za vklop pridržite 3 sekunde ali pritisnete tipko za vklop, da masko izklopite).

Lahka izbira samodejnega načina:

V samodejnem načinu izbira svetlobe ni podprta in maska je osvetljena v zaporedju rdeča, modra, rumena in barvna svetloba. Če maske ne uporabljate več, lahko tipko za vklop pridržite 3 sekunde, da masko izklopite.

6.3 FUNKCIONALNA OSVETLJAVA

Rdeča svetloba: Zmanjšuje drobne linije in gube, spodbuja nastajanje kolagena in izboljšuje prekrvavitev. **(primerno za zrelo kožo)**

Modra svetloba: Preprečuje bakterije, ki povzročajo akne, in normalizira proizvodnjo olja v koži. **(primerno za nečisto kožo)**

Rumena svetloba: Zmanjša rdečico in pomaga pomiriti kožo. **(primerno za suho in občutljivo kožo)**

Barvna svetloba: Lahko deluje protivnetno in izboljša vitalnost kože. **(primerno za vse tipe kože)**



OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- Priporočljivo je, da imate oči med uporabo zaprte. Če med uporabo pride do nenavadnih simptomov, kat so nemudoma prekinite uporabo. Uporaba te maske ni dovoljena za nosečnice, otroke, ljudi z epilepsijo ali boleznijo ščitnice ter pri jemanju zdravil za ščitnico, fotoralergičnih ali svetlobno alergičnih zdravil.
- Maske ni dovoljeno uporabljati pri kožnih boleznih, ranah, poškodbah in pooperativnih ranah.
- Če niste prepričani, ali lahko izdelek uporabljate, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Čas uporabe na obravnavo 15 minut ne sme biti presežen.

Program obravnave:

- Če masko uporabljate v ročnem načinu, upoštevajte, da se čas uporabe 15 minut ne prekorači. Če se uporablja predolgo, lahko poškoduje kožo.
- Če izdelek uporabljate prvič, upoštevajte naslednji program obravnave:


Prvi teden: enkrat vsakih 3 dni, po 10 minut.

Drugi teden: enkrat vsake 2 dni, po 10 minut.

Tretji teden: enkrat vsake 2 dni, po 10–15 minut.

Četrti teden: enkrat dnevno, po 10–15 minut.

7. SESTAVLJANJE IN UPORABA



1. Pred tem masko sestavite, kot je opisano.
2. Temeljito očistite obraz in roke. Zagotovite, da so vaše roke in obraz popolnoma suhi.
3. Elastični trak na maski nastavite tako, da se maska udobno prilaga-
4. Usedite se ali ulezite in položite masko čez obraz.
5. Uporabite daljinski upravljalnik, da izberete barvo svetlobe, svetlost, utripajočo ali enakomerno svetlobo ter izberite čas uporabe.
6. Po uporabah lahko uporabljate svoje običajne izdelke za nego. Upoštevajte predpisan program obravnave.
7. Masko očistite z vlažno krpo in jo nato osušite.
8. Masko hranite na čistem in suhem mestu. Preprečite vročino in sončno svetlobo.



OPAZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- Izdelka ne uporabljajte dlje kot 15 minut na posamezno uporabo.
- Masko pred čiščenjem vedno ločite od vira električne energije.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in vroče vode.

8. ODSTRANJEVANJE

Odlaganje embalaže



Embalažo odstranite sortno čisto. Lepenko in karton odložite med odpadni papir, folije v odpadke za recikliranje.

Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so zakonsko obvezani, da baterije in akumulatorje oddajajo v ločeno zbiranje. Baterije in akumulatorske

baterije lahko brezplačno oddate na zbirnem mestu v vaši občini/četrtni ali v trgovinah, tako da jih lahko odstranite na okolju prijazen način in pridobite dragocene surovine. Pri nepravilnem odstranjevanju se lahko strupene sestavine sprostijo v okolje in povzročijo škodljive učinke na zdravje ljudi, živali in rastlin. Baterije in akumulatorji, ki so v električnih napravah, je treba po možnosti odstraniti ločeno od njih. Baterije in akumulatorje oddajte samo v izpraznjenem stanju.

Starih naprav ni dovoljeno odlagati v gospodinjske odpadke!



Simbol s prečrtanim košem za smeti pomeni, da električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so po zakonu dolžni električno in elektronsko opremo ob koncu življenjske dobe oddati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Na ta način je zagotovljeno okolju prijazno in z viri varčno recikliranje. Baterije in akumulatorje, ki niso trdno vgrajeni v električno ali elektronsko opremo, in jih je mogoče odstraniti brez uničenja, je treba pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od opreme in jih odpeljati na določeno mesto za odstranjevanje. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jo poškodovali. Lastniki električne in elektronske opreme iz zasebnih gospodinjstev jo lahko oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih vzpostavijo proizvajalci ali distributerji v skladu z zakonom ElektroG. Oddajo starih aparatov je brezplačna. Zato lahko takšno odpadno električno opremo, ki smo jo v skladu s temi predpisi dolžni prevzeti, brezplačno oddate v kateri koli naši trgovini Müller med delovnim časom. Za trgovce s prodajno površino električne in elektronske opreme najmanj 400 m² velja obveznost prevzema. Enako velja za trgovce na drobno z živili s skupno prodajno površino vsaj 800 m², če stalno ali vsaj nekajkrat na leto ponujajo EEO. Obveznost prevzema velja tudi za prodajalce na daljavo, katerih skladiščna površina za električno in elektronsko opremo znaša vsaj 400 m² ali skupna skladiščna površina vsaj 800 m². Na splošno morajo distributerji zagotoviti, da se OEEO prevzame brezplačno, in sicer tako, da zagotovijo ustrezne prostore za prevzem v razumni razdalji. Potrošniki lahko staro napravo brezplačno vrnejo distributerju, ki jo mora sprejeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo z bistveno enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavi v zasebno gospodinjstvo. Pri prodaji na daljavo je možnost brezplačnega odvoza ob nakupu nove naprave omejena na toplotne izmenjevalnike, opremo z zasloni in velike naprave, katerih vsaj en zunanji rob je daljši od 50 cm. Distributer potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe vpraša, ali namerava blago vrniti. Poleg tega lahko potrošniki na zbirnem mestu distributerja brezplačno oddajo do tri OEEO ene vrste, ne da bi bilo to povezano z nakupom nove naprave. Dolžina robov posameznih naprav ne sme presegati 25 cm.

9. GARANCIJE

Zagotavljamo **dveletno garancijo** od datuma nakupa za napake v materialu in izdelavi izdelka. Šest mesecev za obrabne in potrošne dele ob običajni in pravilni uporabi. Naprava je bila skrbno izdelana v skladu s strogimi zahtevami po kakovosti. Če bi kljub temu prišlo do ugotovitve napak v materialu ali izdelavi, nam je to zelo žal. Prosim, da se takoj po ugotovitvi napake obrnete na vašo poslovalnico Müller. Okvarjeno napravo oddajte v poslovalnici Müller skupaj z vašim potrdilom o nakupu. Nato prejmete nov ali popravljen izdelek nazaj. Z zamenjavo ali popravilom izdelka se garancijsko obdobje ne podaljša. Garancija ne velja: v primeru škode, ki je posledica nepravilne uporabe, za obrabne dele, za napake, ki so bile stranki znane že ob nakupu, pri lastni krivdi stranke.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Nemčija
www.mueller.eu

DE

FR

HR

SI

HU

ES

IT


TARTALOMJEGYZÉK

DE	1. MŰSZAKI ADATOK.....	01
FR	2. A CSOMAGOLÁS TARTALMA.....	01
HR	3. BIZTONSÁG.....	02
SI	3.1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT.....	02
SI	3.2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	02
HU	4. FELTÖLTÉS.....	03
HU	5. A TERMÉK ELLENŐRZÉSE.....	03
ES	6. ÜZEMELTETÉS.....	04
ES	6.1. AZ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA.....	04
IT	6.2. KAPCSOLÓ ÉS A KÍVÁNT LED-FÉNY KIVÁLASZTÁSA.....	05
IT	6.3. A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ FÉNYEK.....	05
IT	7. ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT.....	06-07
IT	8. ÁRTALMATLANÍTÁS.....	06-08
IT	9. GARANCIA.....	08


1. MŰSZAKI ADATOK

Terméknév: LED szilikon arcmaszok	
Modell: ND-FM02	Névleges feszültség: 3,7 V
Akkumulátor kapacitás: 1500 mAh	Bruttó tömeg: 216,4 g
A színes LED izzók száma: 100 darab	
Méretek (M x Sz x H): 198×383×33,5 mm	

2. A CSOMAGOLÁS TARTALMA





Arcmaszok





USB kábelre csatlakoztatott mini távirányító




USB adapter



Hosszú gumiszalag



Rövid gumiszalag



USB kábel

3. BIZTONSÁG

3.1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezt a terméket a túlzott fagygyütemelésre hajlamos bőr, a pigmentációs zavarok, a tág pórusok és az élettelen bőr kezelésére fejlesztették ki. A termék használata javíthatja a bőr állapotát és rugalmasságát, fényesebbé teheti a megjelenését. Ezen felül a készülék serkenetheti a bőr anyagcseréjét, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatást fejthet ki, és javíthatja a bőr tónusát. A termék kizárólag a rendeltetési céljára használható, semmilyen más felhasználásra nem alkalmas, a rendeltetéstől eltérő használat további károsíthatja a terméket és személyi sérüléseket is okozhat. A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a termék hibás vagy szakszerűtlen használata miatt bekövetkező károkért.

3.2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELEM! ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

- A mellékelt USB kábel kizárólag a maszkhoz való, semmilyen más célra nem használható. Az USB kábelt egy olyan USB adapterbe vagy USB aljzatba csatlakoztassa, amely problémák esetén könnyen hozzáférhető, és könnyen ki lehet húzni az áramforrásból.
- Ha a maszk sérült, nem használható. A kockázatok elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot a lehető leghamarabb az ügyfélszolgálattal a szükséges javítások elvégzéséhez vagy a cseréhez. A kereskedő minden felelősség és garancia vállalási köteleesség alól mentesül abban az esetben, ha a felhasználó a termék szétszerelését, azon önállóan javításokat végez, a készüléket szakszerűtlenül csatlakoztatja vagy használja.
- A maszkot töltés közben használni tilos.
- A maszk és az USB kábel nem vízállóak, tartsa őket a víztől vagy egyéb folyadékoktól távol.
- Töltés közben ne nyúljon a maszkhoz, az USB kábelhez vagy az USB adapterhez nedves kézzel.
- Ha a termék használata közben nem érzi jól magát, vagy nem kívánt reakciókat tapasztal, azonnal függessze fel a használatot.



FIGYELMEZTETÉS

Ez a figyelmeztetés közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.



FIGYELEM!


Ez a figyelmeztetés az esetleges anyagi károokra utal.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi szabályozásának.

4. FELTÖLTÉS

Emlékeztető: A maszk feltöltése előtt készítse elő az USB kábelt és a mini távirányítót.



A maszkhoz egy távirányító is tartozik. A töltéshez először a távirányítót csatlakoztassa a maszkhoz, és csak ezután csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a távirányító töltőcsatlakozójába. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa az USB adapterbe, de ellenőrizze azt is, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik-e hálózati feszültséggel. A töltés közben a távirányítón lévő jelző LED világít. A töltés után mind a 4 jelző LED világít, jelezve, hogy a töltés befejeződött.

Tipppek:

- A feltöltéshez kizárólag a maszkhoz szállított eredeti USB kábel használható, és a töltés közben a maszkot használni tilos.
- A termékben lévő akkumulátor kapacitása kb. 1500 mAh. Az USB adapter gyári tartozék.

5. A TERMÉK ELLENŐRZÉSE

Ha a termék átvétele után ollóval vagy késsel nyitja ki a csomagolást, ügyeljen arra, hogy ne károsítsa meg a terméket. Ellenőrizze, hogy a tartozékok hiánytalanul megvannak-e, és a termék rendeltetészerűen használható-e. Ha valamelyik tartozék hiányzik, vagy, ha a termék nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a cseréhez.

6. MŰKÖDTETÉS

6.1. ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A maszk kézi és automatikus módu működésre lett tervezve. Kézi mód: Nyomja meg egy másodperc hosszan a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolás után a készülék automatikusan kézi módba kapcsol (és a piros fény automatikusan világít). Ha a jobb felső sarokban, a módválasztó gomb mellett található fény 5-ször felvillan, és ez alatt semmilyen gombot nem érint meg, a maszk automatikusan megkezdí az idő mérését, és 10 perc elteltével magától kikapcsol. Automatikus mód: A maszk bekapcsolása után nyomja meg egyszer a módválasztó gombot, ha bármilyen művelet elvégzése nélkül automatikus üzemmódra kíván váltani. Miután az üzemmód bal felső jelző LED-je 5-ször felvillan, a maszk automatikusan megkezdí az idő mérését: a vörös fény 5 percig, a kék fény 3 percig, a sárga fény 4 percig, a többszínű fény pedig 3 percig működik. A beállított idő letelte után a maszk automatikusan kikapcsol, de szükség esetén a maszk a használat közben is kikapcsolható a bekapcsológomb 3 másodperc hosszú lenyomásával.

6.2. KAPCSOLÓ ÉS A KÍVÁNT LED-FÉNY KIVÁLASZTÁSA

A kívánt LED-fény kiválasztása kézi módban:

1. Nyomja meg a bekapcsológombot 1 másodperc hosszan a maszk bekapcsolásához. A vörös fény bekapcsol, és a bekapcsológomb melletti bal oldali működés jelző fény is kigyullad. (Ha befejezte a maszk használatát, nyomja meg 3 másodperc hosszan a bekapcsológombot, vagy nyomja meg négyszer a bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához).
2. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot. A kék fény bekapcsol, és a bekapcsológomb melletti bal felső működés jelző fény is kigyullad. (Ha befejezte a maszk használatát, nyomja meg 3 másodperc hosszan a bekapcsológombot, vagy nyomja meg háromszor a bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához).
3. Nyomja meg harmadszor is a bekapcsológombot. A sárga fény bekapcsol, és a bekapcsológomb melletti jobb felső működés jelző fény is kigyullad. (Ha befejezte a maszk használatát, nyomja meg 3 másodperc hosszan a bekapcsológombot, vagy nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához).

4. Nyomja meg negyedser is a bekapcsológombot. A többszínű fény bekapcsol, és a bekapcsológomb melletti jobb oldali működés jelző fény is kigyullad. (Ha befejezte a maszk használatát, nyomja meg 3 másodperc hosszan a bekapcsológombot, vagy nyomja meg a bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához).

Az automatikus üzemmód egyszerű kiválasztása:

Automatikus módban nem ön választ a különböző típusú fények közül, hanem ezek egymás után, meghatározott sorrendben kapcsolnak be: először a piros, majd a kék, a sárga és végül a többszínű. Ha befejezte a maszk használatát, nyomja meg 3 másodperc hosszan a bekapcsológombot a maszk kikapcsolásához.

6.3. A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ FÉNYEK

Vörös fény: Csökkentheti a finom vonalakat és ráncokat, serkentheti a kollagéntermelést és javíthatja a vérkeringést. **(Érett bőrre ajánlott)**

Kék fény: Hatásos a pattanásokat okozó baktériumok ellen és normalizálhatja a bőr faggyútermelését. **(Zsíros, pattanásos bőrre ajánlott)**

Sárga fény: Csökkentheti a bőrpírt, és segít megnyugtani a bőrt.
(A száraz és érzékeny bőrre ajánlott)

Többszínű fény: Csökkentheti a gyulladást és javíthatja a bőr vitalitását.
(Minden bőrtípushoz ajánlott)

⚠ FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Azt javasoljuk, hogy a maszk használata közben tartsa csukva a szemét. Ha a használat közben szokatlan tünetek, pl. kipirosodás, viszketés vagy allergia lépnek fel, függesse fel haladéktalanul a maszk használatát.
- A maszkot nem használhatják várandós nők, gyermekek, epilepsiában vagy pajzsmirigy-betegségekben szenvedők, valamint pajzsmirigy-, fényallergia- vagy fényérzékenység-gyógyszereket szedő személyek.
- A maszk nem használható bőrbetegségek, sebek, sérülések és műtéti sebek esetén.
- Ha bizonytalan abban, hogy a maszk használata javasolt-e az ön számára, forduljon orvosához.
- A kezelésenkénti 15 perces időtartamot átlépni tilos.

Kezelési program:

- A maszk kézi módban történő használata esetén ügyeljen arra, hogy ne lépje át a megengedett 15 perces használati időt. A túl hosszú ideig tartó használat károsíthatja a bőrt.
- A termék első használatakor kérjük, kövesse az itt bemutatott kezelési programot.



Első hét: 3 naponta egyszer, alkalmanként 10 percig.

Második hét: 2 naponta egyszer, alkalmanként 10 percig.

Harmadik hét: 2 naponta egyszer, alkalmanként 10-15 percig.

Negyedik hét: Naponta egyszer, alkalmanként 10-15 percig.

7. ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT



1. A készülék összeszereléséhez kövesse az alábbi leírást.
2. Tisztítsa meg alaposan az arcát és a kezét. Győződjön meg arról, hogy az arca teljesen száraz.
3. Állítsa be a gumiszalagot úgy, hogy a maszk viselése kényelmes legyen.
4. Üljön vagy feküdjön le, és helyezze a maszkot az arcára.
5. Állítsa be a távirányítóval a fény színét, a fényerőt, az alkalmazási időt, és azt, hogy villódzó vagy folyamatosan világító módban kívánja a fényt használni.
6. Az alkalmazást követően nyugodtan használhatja a megszokott kozmetikai termékeket. Kérjük, kövesse az előírt kezelési programot.
7. Tisztítsa meg a maszkot egy nedves ruhával, majd törölje szárazra.
8. A maszkot tárolja mindig tiszta és száraz helyen. A hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől távol tartandó.

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne használja a terméket alkalmanként 15 percnél tovább.
- A tisztítás előtt húzza ki mindig a maszk hálózati kábelét a csatlakozóból.
- A maszk tisztításához agresszív tisztítószereket vagy forró vizet használni tilos.

8. ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást a csomagolás típusának megfelelően ártalmatlanítsa. A kartont a papírhulladékba, a fóliát az újrahasznosítható anyagokat gyűjtő kukába dobja.

Az elemek és az akkumulátorok nem helyezhetők a háztartási hulladékba!



Az elemeket és az akkumulátorokat tilos háztartási hulladékba tenni. A fogyasztókat jogszabály kötelezi arra, hogy az elemeket és az akkumulátorokat a gyűjtőhelyen adják le. Az elemeket és az akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a települési/kerületi gyűjtőponton vagy az üzletben: ez biztosítja az elemek és akkumulátorok környezetbarát ártalmatlanítását, valamint az értékes nyersanyagok visszanyerését. A szakszerűtlen ártalmatlanítással mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsíthatják az emberek, az állatok és a növények egészségét. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint elkülönítve ártalmatlanítsa. Kizárólag lemerült elemeket és akkumulátorokat adjon le. Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba helyezni!



A fogyasztókat jogszabály kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket az élettartamuk végén a települési hulladéktól külön gyűjtve ártalmatlanítsák. Ezzel biztosítható a környezet- és erőforrás-kímélő hasznosítás. Azon elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek beépítve az elektromos vagy elektronikai készülékbe, és így roncsolás nélkül eltávolíthatók, a készülék leadása előtt ki kell venni a készülékből, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. Ugyanez érvényes a készülékről roncsolás nélkül eltávolítható égőkre is. A magánháztartásokban lévő elektromos és elektronikai berendezések tulajdonosai ezeket leadhatják az állami hulladéklerakó hatóság gyűjtőhelyein, illetve a gyártók vagy a forgalmazók által az elektromos és elektronikai berendezésekről szóló törvény előírásai értelmében létrehozott gyűjtőpontjain. A régi készülékek leadása térítésmentes. Ennek megfelelően azok a régi elektromos és elektronikai készülékek, amelyek visszavételére az előírások köteleznek bennünket, bármelyik Müller-üzletben nyitvatartási időben leadhatók. A legalább 400 m² értékesítési területtel rendelkező üzletek kötelesek leselejtezett elektromos és elektronikai berendezéseket átvenni. Ugyanez érvényes a legalább 800 m²-es értékesítési alapterületű élelmiszer-kereskedésekre is, amennyiben tartósan vagy legalább évente többször kínálnak eladásra elektromos és elektronikai berendezéseket. Szintén visszavételre kötelezettek azok a távértékesítők, akik legalább 400 m² területen raktároznak elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy amelyek teljes raktárfelülete legalább 800 m². A forgalmazók általában kötelesek biztosítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak térítésmentes visszavételét azáltal, hogy észszerű távolságon belül megfelelő visszavételi létesítményeket biztosítanak. A fogyasztók térítésmentesen visszavihetik a régi készüléket a forgalmazónak, aki köteles azt visszavenni, ha egy ezzel egyenértékű, lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárolnak. Ez a lehetőség a magánháztartásokba történő szállítás esetén is fennáll. Távértékesítés esetén az új készülék vásárlásakor történő ingyenes átvétel lehetősége a hőcserélőkre, a képernyőkre és a nagy méretű, legalább egy 50 cm-nél hosszabb külső kávjú készülékekre korlátozódik. A forgalmazónak az adásvételi szerződés megkötésekor meg kell kérdeznie a fogyasztót a megfelelő visszaadási szándékról. Ettől eltekintve a fogyasztók legfeljebb három leselejtezett, egyetlen típushoz tartozó elektromos és elektronikus berendezés hulladékát adhatják le térítésmentesen a forgalmazó gyűjtőhelyén, anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes készülékek peremének hossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

9. GARANCIA

A termék anyagára és gyártási hibáira vonatkozóan **2 éves garancia** érvényes a vásárlás időpontjától számítva. 6 hónapos garancia érvényes a kopó alkatrészekre és fogyóeszközökre normál és szakszerű használat esetén. A készülék gyártása körültekintően történt, a kiszállítás előtt pedig alaposan megvizsgáltuk. Ha ennek ellenére anyag- vagy működési hibákat észlel, elnézését kérjük. Ilyen esetben azonnal forduljon a hiba észlelése után a Müller-üzlethez. Kérjük, adja le a hibás készüléket a vásárlási bizonylattal együtt a Müller-üzletben. Javított vagy új terméket küldünk vissza. A termék cseréjével vagy javításával nem kezdődik újabb garanciális időszak. A garancia nem érvényes a szakszerűtlen használatból eredő sérülésekre, az ügyfél által a vásárlás időpontjában ismert kopóalkatrészekre és hiányosságokra, valamint az ügyfél hibájából bekövetkezett károokra.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, DE-21244 Buchholz

www.mueller.eu

ÍNDICE

1. DATOS TÉCNICOS.....	01
2. CONTENIDO DEL PAQUETE.....	01
3. SEGURIDAD.....	02
3.1 USO CORRECTO.....	02
3.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	02
4. CARGA.....	03
5. COMPROBACIÓN DEL PRODUCTO.....	03
6. FUNCIONAMIENTO.....	04
6.1 SELECCIÓN DE MODO.....	04
6.2 INTERRUPTOR Y SELECCIÓN DE LUCES LED.....	05
6.3 ILUMINACIÓN FUNCIONAL.....	05
7. MONTAJE Y APLICACIÓN.....	06-07
8. ELIMINACIÓN.....	06-08
9. GARANTÍA.....	08

DE

FR

HR

SI

HU




ES

IT


1. DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto: Mascarilla facial de silicona con LED	
Modelo:ND-FM02	Tensión nominal: 3,7 V
Capacidad de la batería: 1500 mAh	Peso bruto: 216,4 g
Cantidad de luces LED de color: 100 unidades	
Dimensiones (Al × An × P): 198×383×33,5 mm	


2. CONTENIDO DEL PAQUETE



Cinta elástica larga



Cinta elástica corta



3. SEGURIDAD

3.1 USO CORRECTO

Este producto es adecuado para la secreción excesiva de grasa cutánea, la pigmentación, los poros dilatados y la piel apagada. Tras su aplicación, la piel mejora eficazmente desde el interior, se recupera y recobra su brillo y elasticidad. Además, el producto también puede mejorar el metabolismo cutáneo y la esterilización eficaz, así como puede prevenir la inflamación y el envejecimiento de la piel. Este producto solo se puede utilizar en los casos mencionados anteriormente y no para otros fines, ya que de lo contrario podrían producirse daños en el producto o en el cuerpo. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

3.2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- El cable USB suministrado solo se puede utilizar para conectar la mascarilla y no está destinado a otros propósitos. Conecte el cable USB a un adaptador USB o a una toma USB de fácil acceso, para que pueda desconectarlo rápidamente de la fuente de alimentación si surge algún problema.
- Si la mascarilla está dañada, deje de utilizarla. Póngase en contacto lo antes posible con el servicio de atención al cliente para su sustitución o reparación a fin de evitar riesgos. El distribuidor no asume ninguna responsabilidad ni garantía, en el caso de que el usuario repare, desmonte, conecte inadecuadamente u opere incorrectamente este producto.
- No utilice la mascarilla durante el proceso de carga.
- La mascarilla y el cable USB no son impermeables, manténgalos alejados del agua u otros líquidos.
- No toque la mascarilla, el cable USB ni el adaptador USB con las manos mojadas durante el proceso de carga.
- Si se encuentra mal o tiene alguna reacción adversa durante su utilización, deje de usarla de inmediato.



ADVERTENCIA

Esta palabra de aviso indica un peligro con un grado de riesgo medio que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones de gravedad.



¡ATENCIÓN!


Esta palabra de aviso advierte de posibles daños materiales.



Los productos con este símbolo cumplen todas las normas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

4. CARGA

Un pequeño aviso: Antes de cargar la mascarilla, tenga a mano el cable USB y el mini mando a distancia.



La mascarilla dispone de un mando a distancia. Para cargarlo, conecte primero el mando a distancia a la mascarilla y, a continuación, enchufe el cable USB suministrado al puerto de carga del mando a distancia. Conecte el adaptador USB al otro extremo del cable USB, asegurándose de que la tensión indicado en el producto coincide con la de la red eléctrica. Durante el proceso de carga, un indicador del mando a distancia se ilumina en blanco. Cuando el proceso de carga ha completado, los 4 indicadores se iluminan para indicar que el proceso de carga ha finalizado.

Consejos:

- Para la carga, solo se puede utilizar el cable USB original suministrado con la mascarilla. Además, la mascarilla no se debe utilizar durante el proceso de carga.
- La capacidad de la batería de este producto es de 1500 mAh. El adaptador USB se incluye en los accesorios estándar.

5. COMPROBACIÓN DEL PRODUCTO

Si, tras recibir el producto, abre el envase con unas tijeras o un cuchillo, tenga cuidado de no rayar el producto. Compruebe también que el paquete incluye todos los accesorios del producto y si el producto puede utilizarse con normalidad. En el caso de que falte alguna pieza o el producto no funcione correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para sustituirlo.

6. FUNCIONAMIENTO

6.1 SELECCIÓN DEL MODO

La mascarilla tiene un modo manual y un modo automático. Modo manual: Pulse el botón de encendido durante un segundo para encender la mascarilla. Tras encenderla, pasa al modo manual por defecto (la luz roja está encendida por defecto). Cuando el piloto luminoso situado en la parte superior derecha del botón de modo parpadea 5 veces sin que se pulse ningún botón, la mascarilla inicia automáticamente el cronometraje y se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos. Modo automático: Tras encender la mascarilla, pulse el botón de modo una vez para cambiar al modo automático sin realizar ninguna operación. Después de que el indicador superior izquierdo del botón de modo parpadee 5 veces, la mascarilla inicia automáticamente el cronometraje: luz roja durante 5 minutos, luz azul durante 3 minutos, luz amarilla durante 4 minutos y luz de colores durante 3 minutos. La mascarilla se apaga automáticamente cuando finaliza el cronometraje. Alternativamente, puede apagarla durante el uso manteniendo el botón de encendido pulsado durante 3 segundos.

6.2 SELECCIÓN DEL INTERRUPTOR Y DE LA LUZ LED

Selección de la iluminación en modo manual:

1. Pulse el botón de encendido durante 1 segundo para encender la mascarilla. Se encienden la luz de funcionamiento roja y el piloto luminoso situado a la izquierda del botón de encendido. (Si ya no utiliza la mascarilla, puede mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos o pulsar el botón de encendido cuatro veces para apagar la mascarilla).
2. Vuelva a pulsar el botón de encendido. Se encienden la luz de funcionamiento azul y el piloto luminoso de la parte superior izquierda del botón de encendido. (Si ya no utiliza la mascarilla, puede mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos o pulsar el botón de encendido tres veces para apagar la mascarilla).
3. Pulse el botón de encendido por tercera vez. Se encienden la luz de funcionamiento amarilla y el piloto luminoso de la parte superior derecha del botón de encendido. (Si ya no utiliza la mascarilla, puede mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos o pulsar el botón de encendido dos veces para apagar la mascarilla).

4. Pulse el botón de encendido por cuarta vez. Se encienden la luz de funcionamiento de colores y el piloto luminoso del lado derecho del botón de encendido. (Si ya no utiliza la mascarilla, puede mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos o pulsar el botón de encendido para apagar la mascarilla).

Selección sencilla del modo automático:

En el modo automático, no se permite seleccionar la luz y la mascarilla se ilumina en el orden siguiente: luz roja, luz azul, luz amarilla y luz de colores. Si ya no utiliza la mascarilla, puede mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar la mascarilla.

6.3 ILUMINACIÓN FUNCIONAL

- Luz roja:** Puede reducir las líneas finas y las arrugas, estimular la producción de colágeno y mejorar la circulación sanguínea. **(indicado para pieles maduras)**
- Luz azul:** Puede combatir bacterias que causan acné y estabilizar la producción de grasa de la piel. **(indicado para pieles con impurezas)**
- Luz amarilla:** Puede reducir los rojeces y ayuda a calmar el picor de la piel. **(indicado para pieles secas y sensibles)**
- Luz mixta:** Puede tener un efecto antiinflamatorio y mejorar la vitalidad de la piel. **(indicado para todo tipo de pieles)**

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- Se recomienda cerrar los ojos durante la aplicación. Si durante la aplicación, sufre síntomas inusuales como enrojecimiento, picor o alergia, interrumpa su uso inmediatamente.
- La aplicación de esta mascarilla no está permitida en embarazadas, niños, personas con epilepsia o una enfermedad tiroidea, así como cuando se toman medicamentos tiroideos o fotoalérgicos.
- La mascarilla no se debe utilizar en el caso de enfermedades cutáneas, heridas, traumatismos y heridas postoperatorias.
- Si no está seguro de si puede utilizar el producto, consulte a su médico.
- No debe superarse el tiempo de aplicación por tratamiento de 15 minutos.

Programa de tratamiento:

- Cuando utilice la mascarilla en modo manual, no exceda el tiempo de aplicación de 15 minutos.
Si se utiliza durante demasiado tiempo, puede dañar la piel.
- Cuando utilice el producto por primera vez, respete el siguiente programa de tratamiento.


Primera semana: Una vez cada 3 días, 10 minutos cada vez.

Segunda semana: Una vez cada 2 días, 10 minutos cada vez.

Tercera semana: Una vez cada 2 días, 10-15 minutos cada vez.

Cuarta semana: Una vez al día, 10-15 minutos cada vez.

7. MONTAJE Y APLICACIÓN



1. Monte su máscara como se ha descrito anteriormente.
2. Límpiase a fondo la cara y las manos. Asegúrese de que sus manos y cara están completamente secas.
3. Ajuste la cinta elástica de la mascarilla para que quede sujeta de forma cómoda.
4. Siéntese o tumbese y colóquese la mascarilla sobre la cara.
5. Utilice el mando a distancia para seleccionar el color de la luz, el brillo, el modo de la luz parpadeante o continua y el tiempo de aplicación.
6. Tras las aplicaciones, puede utilizar sus productos de cuidado habituales. Observe el programa de tratamiento prescrito.
7. Limpie la mascarilla con un paño húmedo y luego séquela.
8. Guarde la mascarilla en un lugar limpio y seco. Evite el calor y la radiación solar.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No utilice el producto durante más de 15 minutos por aplicación.
- Desconecte siempre la mascarilla de la fuente de alimentación antes de limpiarla.
- Para la limpieza, no utilice productos de limpieza agresivos ni agua caliente.

8. ELIMINACIÓN

Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje por separado. Tire el papel y el cartón en el contenedor de papel y cartón, y las láminas en el contenedor de plástico.

¡Las pilas y las baterías no se deben eliminar junto con la basura doméstica!



Las pilas y las baterías no se deben eliminar junto con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a reciclar las pilas y las baterías por separado. Las pilas y las baterías pueden entregarse gratuitamente en un punto de recogida de su municipio/barrio o en comercios para que puedan eliminarse de forma respetuosa con el medioambiente y se puedan recuperar valiosas materias primas. Una eliminación inadecuada puede liberar sustancias tóxicas en el medioambiente y causar efectos perjudiciales para la salud de personas, animales y plantas. Las pilas y las baterías de los dispositivos electrónicos deben eliminarse por separado siempre que sea posible. Entregue las pilas y las baterías siempre descargadas. El símbolo con el contenedor tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse junto con la basura doméstica.

¡Los aparatos desechados no deben eliminarse con la basura doméstica!



Los consumidores están obligados por ley a eliminar los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil separados de los residuos urbanos no clasificados. De este modo, se garantiza un reciclaje respetuoso con el medioambiente y que preserve los recursos. Las pilas y las baterías que no están fijadas en un aparato eléctrico o electrónico y que se pueden retirar sin que sufran daños deben extraerse del aparato antes de entregar este último en un punto de recogida y llevarse a un punto de gestión de residuos. La misma regla se aplica a las luces que puedan retirarse del aparato sin sufrir daños. Los propietarios de aparatos eléctricos y electrónicos en hogares privados pueden entregar los aparatos en los puntos de recogida de las autoridades públicas de gestión de residuos o de los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG). La entrega de aparatos desechados es gratuita. Por lo tanto, le invitamos a devolver gratuitamente estos aparatos eléctricos desechados, que estamos obligados a recoger de acuerdo con estas directivas, en cualquiera de nuestras filiales Müller durante el horario de apertura. Los distribuidores con una superficie de venta de al menos 400 m² para aparatos eléctricos y electrónicos están obligados a recoger los aparatos. La misma regla se aplica a distribuidores de alimentos con una superficie de venta total de al menos 800 m², siempre que ofrezcan aparatos eléctricos y electrónicos permanentemente o, como mínimo, varias veces al año. Asimismo, los vendedores a distancia con una superficie de almacén de al menos 400 m² para aparatos eléctricos y electrónicos o una superficie de almacén total de al menos 800 m² también están obligados a recoger estos aparatos. En general, los distribuidores tienen la obligación de garantizar la recogida gratuita de aparatos desechados proporcionando opciones de recogida adecuadas a una distancia razonable. Los consumidores tienen la posibilidad de devolver gratuitamente un aparato desechado a un distribuidor, el cual estará obligado a aceptarlo, si compran un aparato nuevo equivalente con básicamente la misma función. También cabe esta posibilidad en el caso de entregas a domicilios particulares. En la venta a distancia, la posibilidad de recogida gratuita al comprar un aparato nuevo se limita a intercambiadores de calor, equipos con pantalla y electrodomésticos grandes que tengan al menos un borde exterior con una longitud superior a 50 cm. El distribuidor debe preguntar al consumidor acerca de la intención de devolver el aparato en el momento de celebrar el contrato de compra. Aparte de eso, los consumidores pueden entregar gratuitamente hasta tres aparatos desechados del mismo tipo en un punto de recogida de un distribuidor sin que ello esté vinculado a la compra de un aparato nuevo. No obstante, la longitud de dichos aparatos no debe superar los 25 cm.

9. GARANTÍA

Ofrecemos una **garantía de 2 años** a partir de la fecha de compra para los errores de material y fabricación del producto. 6 meses para piezas de desgaste y consumibles cuando el uso ha sido correcto y normal. El aparato ha sido fabricado cuidadosamente y se ha comprobado minuciosamente antes de su entrega. Por ello, lamentaríamos mucho que encontrara errores de material o de funcionamiento. En tal caso, contacte con su filial Müller en cuanto aprecie el fallo. Entregue el aparato defectuoso junto con el recibo de compra en su filial Müller. Le devolveremos gratuitamente un aparato nuevo o reparado. La sustitución o reparación del producto no prolonga el periodo de garantía. La garantía no cubre daños debidos a una manipulación inadecuada, al desgaste de piezas, daños conocidos por el cliente en el momento de la compra ni daños causados por el cliente.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, DE-21244 Buchholz
www.mueller.eu

DE

FR

HR

SI

HU

ES

IT






INDICE

1. DATI TECNICI.....	01
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	01
3. SICUREZZA.....	02
3.1 USO CORRETTO.....	02
3.2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	02
4. AGGIORNAMENTO.....	03
5. ISPEZIONE DEL PRODOTTO.....	03
6. FUNZIONAMENTO.....	04
6.1 SELEZIONE MODALITÀ.....	04
6.2 INTERRUOTTORE E SELEZIONE LUCI A LED.....	05
6.3 ILLUMINAZIONE FUNZIONALE.....	05
7. MONTAGGIO E UTILIZZO.....	06-07
8. SMALTIMENTO.....	06-08
9. GARANZIA.....	08



1. DATI TECNICI

Nome del prodotto: Maschera LED in silicone	
Modello: ND-FM02	Tensione nominale: 3,7V
Capacità della batteria: 1500mAh	Peso lordo: 216,4g
Quantità di luci a LED colorate: 100 pezzi	
Dimensioni (A × L × P): 198×383×33,5mm	


2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Banda elastica lunga



Banda elastica corta



3. SICUREZZA

3.1 USO CORRETTO

Questo prodotto è indicato per l'eccessiva secrezione di olio cutaneo, la pigmentazione, i pori dilatati e la pelle spenta. Dopo l'applicazione, la pelle può essere efficacemente migliorata dall'interno verso l'esterno, può rilassarsi e riacquistare lucentezza ed elasticità. Inoltre, il prodotto è in grado di migliorare il metabolismo cutaneo, creare un'efficace sterilizzazione, un effetto antinfiammatorio e rallentare l'invecchiamento della pelle. Questo prodotto può essere utilizzato solo nei casi sopra citati e non può essere utilizzato per altri scopi, altrimenti si potrebbero verificare danni al prodotto o al corpo umano. Il produttore e il distributore non sono responsabili per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

3.2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Il cavo USB in dotazione può essere utilizzato solo per collegare la maschera e non è destinato ad altri scopi. Collegare il cavo USB a un adattatore USB o a una presa USB facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dalla fonte di alimentazione in caso di problemi.
- Se la maschera è danneggiata, non continuare a usarla. Contattare il prima possibile il servizio clienti per la sostituzione o la riparazione per evitare rischi. Il commerciante è esonerato dalla responsabilità e dalla prestazione della garanzia se l'utente ripara, smonta, smaltisce in modo improprio o utilizza in modo improprio questo prodotto.
- Non utilizzare la maschera durante il processo di ricarica.
- La maschera e il cavo USB non sono impermeabili, vanno quindi tenuti lontani da acqua o altri liquidi.
- Non toccare la maschera, il cavo USB e l'adattatore USB con le mani bagnate durante la ricarica.
- In caso di malessere o di reazioni avverse durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso.



AVVERTENZA

Questo segnale indica un pericolo con un grado di rischio medio, che, se non viene evitato, può essere più grave o causare morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE!


Questo simbolo avverte di possibili danni alle cose.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutta la legislazione comunitaria applicabile dello Spazio economico europeo.

4. RICARICA

Un piccolo promemoria: prima di caricare la maschera, tenere pronti il cavo USB e il mini telecomando.



La maschera è dotata di un telecomando. Per la ricarica, collegare prima il telecomando alla maschera e poi inserire il cavo USB in dotazione nella porta di ricarica del telecomando. Collegare l'adattatore USB all'altra estremità del cavo USB, assicurandosi che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione di rete. Durante la ricarica, un indicatore sul telecomando si illumina di bianco. Quando la carica è completa, tutti e 4 gli indicatori si accendono per indicare che la carica è completa.

Suggerimenti:

- Per la ricarica, è possibile utilizzare solo il cavo USB originale fornito con la maschera ed essa non deve essere utilizzata durante la carica.
- La capacità della batteria di questo prodotto è di 1500mAh. L'adattatore USB è incluso negli accessori standard.

5. ISPEZIONE DEL PRODOTTO

Quando si apre la confezione con le forbici o un coltello dopo aver ricevuto il prodotto, prestare attenzione a quanto segue Fare attenzione a non graffiare il prodotto. Controllare anche che gli accessori del prodotto siano completi e che il prodotto possa essere utilizzato normalmente. Se manca qualcosa o il prodotto non funziona correttamente, contattare il servizio clienti per sostituirlo.

6. FUNZIONAMENTO

6.1 SELEZIONE DELLA MODALITÀ

La maschera offre una modalità manuale e una modalità automatica. **Modalità manuale:** Premere il pulsante di accensione per un secondo per accenderla. Dopo l'accensione, si passa di default alla modalità manuale (la luce rossa è accesa per impostazione predefinita). Quando la spia di controllo in alto a destra vicino al pulsante della modalità lampeggia 5 volte senza che sia stato premuto alcun pulsante, la maschera avvia automaticamente il cronometraggio e si spegne automaticamente dopo 10 minuti. **Modalità automatica:** Dopo aver acceso la maschera, premere una volta il pulsante della modalità per passare alla modalità automatica senza alcuna operazione. Dopo che il display in alto a sinistra del pulsante della modalità lampeggia per 5 volte, la maschera avvia automaticamente il cronometraggio: luce rossa per 5 minuti, luce blu per 3 minuti, luce gialla per 4 minuti e luce colorata per 3 minuti. Si spegne automaticamente al termine del cronometraggio oppure si può tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerla durante l'uso.

6.2 SELEZIONE DELL'INTERRUTTORE E DELLA LUCE A LED

Selezione dell'illuminazione in modalità manuale:

1. Premere il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere la maschera. La spia rossa di funzionamento si accende e si accende anche la spia di controllo a sinistra vicino al pulsante di accensione. (Se non si utilizza più la maschera si può tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi oppure premere quattro volte il pulsante di accensione per spegnere la maschera).
2. Premere nuovamente il pulsante di accensione. La spia blu di funzionamento si accende e anche la spia di controllo in alto a sinistra vicino al pulsante di accensione si illumina. (Se non si utilizza più la maschera, si può tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi o premere il pulsante di accensione tre volte per spegnerla).
3. Premere il pulsante di accensione per la terza volta. La spia gialla di funzionamento si accende e anche la spia di controllo in alto a destra vicino al pulsante di accensione si illumina. (Se non si utilizza più la maschera, si può tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi o premere due volte il pulsante di accensione per spegnerla).

4. Premere il pulsante di accensione per la quarta volta. La spia di funzionamento colorata si accende e anche la spia di controllo sul lato destro del pulsante di accensione si accende (se non si utilizza più la maschera si può tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi o tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la maschera).

Facile selezione della modalità automatica:

In modalità automatica, la selezione della luce non è supportata e la maschera viene illuminata in sequenza dalla luce rossa, dalla luce blu, dalla luce gialla e dalla luce colorata. Quando non si utilizza più la maschera, si può tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnerla.

6.3 ILLUMINAZIONE FUNZIONALE

- Luce rossa:** Può ridurre le linee sottili e le rughe, stimolare la produzione di collagene e migliorare l'aspetto della pelle. Migliora la circolazione sanguigna. **(Adatto alle pelli mature)**
- Luce blu:** Può combattere i batteri che causano l'acne e normalizzare la produzione di olio della pelle. normalizzare. **(Adatto alle pelli impure)**
- Luce gialla:** È in grado di ridurre gli arrossamenti e contribuisce a decongestionare la pelle. **(Adatto alle pelli secche e sensibili)**
- Luce mista:** Può avere un effetto antinfiammatorio e migliorare la vitalità della pelle. **(Adatto a tutti i tipi di pelle)**

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

- Si consiglia di chiudere gli occhi durante l'applicazione. Se durante l'applicazione si verificano sintomi insoliti come arrossamento, prurito o allergie, interrompere immediatamente l'uso.
- L'uso di questa maschera non è consentito alle donne in gravidanza, ai bambini, alle persone affette da epilessia o da malattie della tiroide, nonché in caso di assunzione di farmaci per la tiroide, farmaci fotoallergici o sensibili alla luce.
- La maschera non deve essere utilizzata in caso di malattie della pelle, ferite, traumi e ferite post-operatorie.
- Se non si è sicuri di poter usare il prodotto, consultare il proprio medico.
- Non deve essere superato il tempo di applicazione per ogni trattamento di 15 minuti.

Programma di trattamento:

- Quando si utilizza la maschera in modalità manuale, non superare il tempo di applicazione di 15 minuti. Se usata troppo a lungo, può danneggiare la pelle.
- Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, osservare il seguente programma di trattamento.


Prima settimana: Una volta ogni 3 giorni, 10 minuti ogni volta.

Seconda settimana: Una volta ogni 2 giorni, 10 minuti ogni volta.

Terza settimana: Una volta ogni 2 giorni, 10-15 minuti ogni volta.

Quarta settimana: Una volta al giorno, 10-15 minuti ogni volta.

7. MONTAGGIO E UTILIZZO



1. Assemblare la maschera come descritto sopra.
2. Pulire accuratamente il viso e le mani. Assicurarsi che le mani e il viso siano completamente asciutti.
3. Regolare la banda elastica della maschera in modo che si adatti comodamente.
4. Sedersi o sdraiarsi e mettere la maschera sul viso.
5. Utilizzate il telecomando per regolare il colore della luce, la luminosità, lo sfarfallio o la luce omogenea e il tempo di utilizzo.
6. Dopo l'utilizzo, è possibile utilizzare i prodotti di cura abituali. Si prega di osservare il programma di trattamento prescritto.
7. Pulire la maschera con un panno umido e poi asciugarla.
8. Conservare la maschera in un luogo pulito e asciutto. Evitare il calore e la radiazione solare.

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

- Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti.
- Prima della pulizia, scollegare sempre la maschera dalla fonte di alimentazione.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o acqua calda per la pulizia.

8. SMALTIMENTO

Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio in base al tipo di rifiuto. Mettere il cartone e il cartoncino nella raccolta della carta straccia e la carta stagnola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a smaltire le batterie e gli accumulatori nella raccolta differenziata. Le batterie e gli accumulatori possono essere consegnati gratuitamente presso un punto di raccolta nel comune/distretto di appartenenza o nei negozi, in modo da poterli smaltire nel rispetto dell'ambiente e recuperarne preziose materie prime. In caso di smaltimento improprio, le sostanze tossiche possono essere rilasciate nell'ambiente, provocando effetti negativi sulla salute di persone, animali e piante. Le batterie e gli accumulatori contenuti nei dispositivi elettrici devono essere possibilmente smaltiti separatamente da questi ultimi. Restituire le batterie e le pile ricaricabili solo quando sono scariche. Il simbolo con la pattumiera barrata indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a smaltire i dispositivi elettrici ed elettronici a fine vita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati.

I dispositivi vecchi non devono finire nei rifiuti domestici!



In questo modo si garantisce un riciclo ecologico e a basso impatto di risorse. Le pile e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchiatura elettrica o elettronica e che possono essere rimossi senza essere distrutti devono essere separati dall'apparecchiatura prima di essere consegnati a un punto di raccolta e portati in un punto di smaltimento designato. Lo stesso vale per le lampadine che possono essere rimosse dal dispositivo senza distruggerle. I possessori di dispositivi elettrici ed elettronici provenienti da abitazioni private possono consegnarli presso i punti di raccolta degli enti pubblici di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta istituiti dai produttori o dai distributori in conformità alla Direttiva ElektroG [legge sui dispositivi elettronici ed elettrici]. La restituzione dei dispositivi vecchi è gratuita. Si invita quindi a restituire gratuitamente tali rifiuti elettrici, di cui siamo obbligati a occuparci in conformità a queste norme, in uno qualsiasi dei nostri negozi Müller durante gli orari di apertura. I rivenditori con una superficie di vendita di almeno 400 m² di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare le apparecchiature. Lo stesso vale per i negozi di alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 m², a condizione che offrano apparecchiature elettriche ed elettroniche su base permanente o almeno più volte all'anno. Anche i venditori a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400 m² per le apparecchiature elettriche ed elettroniche o un'area di stoccaggio totale di almeno 800 m² sono soggetti all'obbligo di ritiro. I distributori hanno solitamente l'obbligo di garantire il ritiro gratuito dei dispositivi vecchi, mettendo a disposizione strutture adeguate per il ritiro entro una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un dispositivo vecchio a un distributore che è obbligato a ritirarlo se acquista un dispositivo nuovo equivalente con funzioni sostanzialmente identiche. Questa possibilità esiste anche per le consegne presso un'abitazione privata. Nella vendita a distanza, la possibilità di ritiro gratuito al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo è limitata agli scambiatori di calore, ai dispositivi con schermo e ai grandi dispositivi che hanno almeno un bordo esterno di lunghezza superiore a 50 cm. Il distributore deve chiedere al consumatore, al momento della stipula del contratto di vendita, l'intenzione di restituire i beni. Inoltre, i consumatori possono consegnare gratuitamente fino a tre dispositivi vecchi di un tipo presso un punto di raccolta di un distributore senza che ciò sia legato all'acquisto di un nuovo dispositivo. Tuttavia, la lunghezza dei bordi dei rispettivi dispositivi non deve superare i 25 cm.

9. GARANZIA

Forniamo una **garanzia di 2 anni** dalla data di acquisto per difetti di materiale e di fabbricazione del prodotto. 6 mesi per pezzi di usura e di consumo con utilizzo ordinario e conforme all'uso. Il dispositivo è stato prodotto con la massima diligenza e collaudato in modo accurato prima della consegna. Ci scusiamo se nonostante ciò dovessero presentarsi dei difetti di materiale e di funzionamento. Rivolgersi alla filiale Müller non appena viene riscontrato il guasto. Consegnare il dispositivo guasto insieme allo scontrino presso la filiale Müller. Verrà fornito gratuitamente un dispositivo nuovo o riparato. Con la sostituzione o la riparazione del prodotto non viene prolungato il periodo di garanzia. La garanzia non è valida in caso di guasti causati da un utilizzo non conforme, per pezzi soggetti a usura, per guasti già noti al cliente durante l'acquisto, per colpe imputabili al cliente.

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, DE-21244 Buchholz

www.mueller.eu